

Ensayo de tack por bola rodante

El equipo para ensayo de tack por bola rodante es un instrumento de laboratorio que se utiliza para medir rápidamente la adherencia inicial de adhesivos sensibles a la presión (PSA), como cintas, etiquetas y películas protectoras, según las normas PSTC, ASTM y EN.

Su funcionamiento se basa en un principio muy sencillo: una bola de acero estandarizada rueda por una pendiente sobre la superficie adhesiva. Cuanto menor sea la distancia que recorre la bola antes de detenerse, mayor será la adherencia inicial del adhesivo.



Características

- Método rápido y económico
- Cumple con los estándares

Características técnicas

Bola de acero	11 mm ø
Dimensiones	19 x 8 x 7 cm
Peso	0.5 kg

Normas

PSTC 6 • EN 1721 • ASTM D3121